

LIFTKAR PTR

ELEKTRICKÝ PÁSOVÝ SCHODOLEZ



PROVOZNÍ MANUÁL
Čeština

SANO 
makes life easier.

PŘEDSTAVENÍ A VLASTNOSTI	3
1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
2 POPIS PRODUKTU	8
2.1 Ovladače – rukojeť	9
2.2 Ovladače – základna zařízení – hybná jednotka	10
2.3 LIFTKAR PTR - Součásti	10
2.4 Technické údaje Liftkar PTR	11
2.5 Indikátory a kontrolky	11
2.6 Hlavní rozměry	12
3 ZAČÍNÁME	13
První kroky	13
3.1 Nabijte baterii	13
3.2 Zasazení/uzamčení rukojeti do základny zařízení	13
3.3 Uzamčení rukojeti	14
3.4 Odpojení rukojeti	14
3.5 Sundání rukojeti	14
4 PROVOZ	15
4.1 Usazení invalidního vozíku	15
4.2 Provoz po schodech	16
4.3 Sundání invalidního vozíku	19
4.4 Použití pásového schodolezu na rovném povrchu	19
4.5 Senzor úhlu náklonu	20
4.6 Upozornění na stav dobíjení baterie	20
4.7 Doporučení pro nabíjení bateriové jednotky	21
4.8 Systém nouzového odblokování	21
5 ČIŠTĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM	22
5.1 Čištění a dezinfekce	22
5.2 Odložení po skončení životnosti	23
5.3 Opětovné využití / výrobek z druhé ruky	23
5.4 Protipožární opatření	23
5.5 Bezpečnostní kontrola	24
5.6 Stahování produktů z trhu a nápravná opatření	24
6 ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS	25
6.1 Úpravy elektrického pásového schodolezu	25
7 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST	26
7.1 Záruka	26
7.2 Odpovědnost	27
8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	28
POZNÁMKY	29
KONTAKT	30

PŘEDSTAVENÍ A VLASTNOSTI

GRATULUJEME!

LIFTKAR PTR JE PÁSOVÝ SCHODOLEZ, KTERÝ VÁM POMŮŽE BEZPEČNĚ PŘEPRAVIT VOZÍČKÁŘE PO SCHODECH NAHORU I DOLŮ.

Liftkar PTR je mobilní zařízení speciálně vyvinuté pro provoz na rovných schodech. Vozíčkáři se nyní mohou pohybovat volněji a jejich asistenti už si nemusí na schodech namáhat záda.

Liftkar PTR lze rychle pomocí dvou páček rozložit na dva praktické dílyzákladní (hybná) jednotka včetně dobíjecí baterie má hmotnost přibližně 28 kg, rukojeť (řídící jednotka) pak přibližně 11 kg.

Liftkar PTR zajišťuje bezpečné ovládání na schodech. Bez ohledu na to, zda poskytujete profesionální služby mobility nebo jste přítel, příbuzný, či partner, přejeme vám mnoho spokojenosti při využívání tohoto zařízení. Tento návod k obsluze je navržen tak, aby vám pomohl naučit se používat zařízení Liftkar PTR.

Abychom vám mohli poskytnout aktuální informace o produktech i technických změnách (např. možnostech, příslušenství), zaregistrujte prosím svůj produkt online.

<https://www.sano-stairclimbers.com/product-registration>





PROVOZNÍ MANUÁL NENAHRADUJE POVINNOU ODBORNOU PŘÍPRAVU PROVEDENOU AUTORIZOVANÝM SPECIALISTOU.



Liftkar® PTR (včetně doplňkové opěrky hlavy, polstrované opěrky zad a sklápěcích podpěr invalidního vozíku)



U invalidních vozíků s brzdovými páčkami u rukojetí je nutné použít mini rampy.



1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ - BEZPROSTŘEDNÍ NEBEZPEČÍ NEBO MOŽNOST VZNIKU ŠKODLIVÉ SITUACE

Pokud se tomu nevyhnete, může dojít k fyzickému poranění nebo poškození majetku.



VÝSTRAHA - MOŽNOST BEZPROSTŘEDNÍHO NEBEZPEČÍ

Pokud se tomu nevyhnete, může dojít ke smrtelnému nebo závažnému fyzickému poranění!



NEBEZPEČÍ - BEZPROSTŘEDNÍ NEBEZPEČÍ

Pokud se tomu nevyhnete, dojde ke smrtelnému a závažnému fyzickému poranění!



HERSTELLER

Výrobce



HERSTELLUNGSDATUM

Datum výroby



SERIENNUMMER

Sériové číslo



TROCKEN AUFBEWAHREN

Skladujte na suchém místě



MEDIZINPRODUKT

Zdravotnický prostředek



CE-KENNZEICHNUNG

Označení CE



SRBISCHE CE-KENNZEICHEN

Srbská značka CE



ELEKTROSCHROTT

Elektronický odpad



TEMPERATURGRENZWERTE ANWENDUNGSBEREICH 5 ° C BIS 40 ° C

Teplotní limity Rozsah použití 5 ° C till 40 ° C (41 ° F till 104 ° F)



EINDEUTIGE PRODUKTIDENTIFIZIERUNG

Jedinečná identifikace produktu



GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN

Postupujte podle návodu k použití



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG DURCH RIEMENANTRIEB

Varování před poraněním rukou způsobeným řemenovým pohonem



UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Řiďte se všemi pokyny v tomto návodu a věnujte pozornost výstražným znakům a piktoqramům na zařízení. Přeprava po schodech představuje riziko a nedodržování těchto instrukcí může způsobit nehodu.
- Pásový schodolez lze používat pouze k účelu, pro který byl navržen – k přepravě osob po rovných schodech.
- Schodolez LIFTKAR-PTR smí obsluhovat pouze osoby, které
 - mají doklad o tom, že byly proškoleny v ovládání pásového schodolezu
 - umí chodit po schodech dozadu
 - jsou fyzicky i duševně zdravé
 - a které jsou schopny udržet rovnováhu bez velkého fyzického vypětí.
- Schodolez LIFTKAR PTR NESMÍ obsluhovat následující osoby:
 - Osoby mladší 16 let
 - Osoby pod vlivem léků, drog nebo alkoholu
 - Těhotné osoby
 - Dětem není povoleno používat pásový schodolez.
- Pokud by se schodolezem došlo k nehodě, je nezbytné tuto událost neprodleně oznámit vašemu autorizovanému prodejci (zachování obezřetnosti!).
- Invalidní vozík musí být technicky v perfektním stavu (bez poškození rámu, bez modifikací atd., žádné spojovací prvky nesmí chybět nebo být uvolněné, pneumatiky a brzdy musí být v dobrém stavu). V případě pochybností kontaktujte před použitím zařízení specializovaného dealera.
- Schodolez LIFTKAR PTR není určen pro jízdu na delší vzdálenosti po vodorovných plochách.
- Nepoužívejte Liftkar PTR pro přepravu osoby, dokud jste si dokonale nena- cvičili jeho řízení bez zátěže. Poté si jeho řízení vyzkoušejte znovu s co nej- lehčí osobou bez postižení. Tato osoba se během přepravy musí držet zábradlí nebo druhé osoby.
- Použití zařízení na mokřém a kluzkém povrchu se nedoporučuje.



VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte Liftkar PTR pro přepravu osoby, dokud jste si dokonale nena- cvičili jeho řízení bez zátěže. Poté si jeho řízení vyzkoušejte znovu s co nej- lehčí osobou bez postižení. Tato osoba se během přepravy musí držet zábradlí nebo druhé osoby.
- Nikdy nesahejte do pásů schodolezu (hrozí zachycení nebo rozmáčknutí)! Pro přepravu samotného schodolezu doporučujeme schodolez rozložit.
- Pro přepravu samotného zařízení doporučujeme schodolez LIFTKAR PTR demontovat.
- Zařízení Liftkar PTR má výkonnou 12Ah/24V dobíjecí baterii, která by před každým použitím pásového schodolezu měla být plně dobítá. Pokud se z ja- kéhokoli důvodu baterie v průběhu přepravy po schodech vybije, sjeďte ihned se schodolezem dolů a baterii plně dobijte. Vždy je možné sjet alespoň o jedno rameno schodů dolů, a to i s baterií, která je téměř vybitá. První znamení, že je baterie téměř vybitá, lze poznat z výkonu schodolezu. Zaříze- ní Liftkar PTR je pomalejší a jeho pohyb je náročnější. Nezkoušené řidiče varuje LED displej: **pokud přídatná baterie potřebuje dobít, LED displej začne blikat střídavě červeně a zeleně a vydávat varovný zvukový signál.**
- Pro okolní prostředí, ve kterém je pásový schodolez Liftkar skladován a pro- vozován, platí následující pravidla: předejděte vystavení pásového schodole- zu vysokým teplotám a působení přímého slunečního záření nebo vystavení vysoké vzdušné vlhkosti při používání v sauně nebo za deště a podobně, protože při přehřátí se schodolez může poškodit. Stejně tak nevystavujte schodolez teplotám nižším než 5 °C. Nepoužívejte ho v blízkosti citlivých zdravotnických přístrojů.



VÝSTRAHA

- Pro přepravu osob pomocí pásového schodolezu Liftkar PTR použijte pouze invalidní vozíky vybavené bezpečnostním pásem nebo dalším zadržným systémem.
- Osoby, které nedokáží sedět bezpečně, musí použít pás.
- Nepoužívejte pásový schodolez Liftkar, pokud při provozu vydává neobvyklé zvuky nebo vibrace. Přestaňte schodolez používat a nechte jej prohlédnout autorizovaným odborníkem.
- Nikdy schodolez nepoužívejte na schodech se sklonem vyšším než 35°.
- Přesvědčte se, že schody, po kterých hodláte vozíčkáře přepravovat jsou navrženy tak, aby unesly kombinovanou hmotnost schodolezu + vozíku + přepravované osoby.
- Nikdy nepoužívejte schodolez na silně poškozených schodech (pokud jsou například ochozené hrany schodů).
- Pásový schodolez nelze používat na točitém schodišti ani na schodech s úzkými rohy.
- Abyste zabránili uklouznutí ze schodů, noste protiskluzovou obuv.
- Nepoužívejte schodolez na mokrých, kluzkých nebo voskovaných schodech, aby se předcházelo nehodám. Kobercové krytiny musí být rovněž neklouzavé.
- Přepravovaná osoba nesmí svésit ruce do strany ani náhle pohnout rukama. Ruce by se měly opírat o opěrky nebo o stehna.



NEBEZPEČÍ


- Schodolez LIFTKAR PTR nikdy neprovozujte na mokrém, kluzkém, leštěném, voskovaném, hladkém či zledovatělém povrchu nebo obecně na povrchu, který neposkytuje obsluze dostatečnou stabilitu a zhoršuje přilnavost pásů schodolezu. Koberce a rohožky mohou také představovat riziko.
- Za žádných okolností nesmíte při řízení schodolezu na schodech pustit rukojeť. Vždy při řízení schodolezu používejte obě ruce. (Nebezpečí pádu)
- Přesvědčte se, že při provozu schodolezu není na schodech pod ním žádná jiná osoba. (Nebezpečí kolize)
- Při řízení schodolezu Liftkar mějte vždy obuté uzavřené boty, které nekloužou. (Nebezpečí pádu)
- Bez výjimek se schodolez nesmí používat v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Nikdy zařízení nepřetěžujte. Maximální nosnost zátěže (v závislosti na modelu) zařízení Liftkar PTR je 130 kg nebo 160 kg (hmotnost osoby + hmotnost vozíku). Přesvědčte se, že invalidní vozík je navržen pro hmotnost osoby, kterou budete přepravovat.
- Při jízdě po schodech dolů zastavte jízdu ve směru hrany schodu, jakmile se značka „STOP“ na straně schodu vyrovná s jeho hranou. (Nebezpečí pádu!)

2 POPIS PRODUKTU



- 1. Opěrka hlavy *
- 2. Zadržný úchyt na invalidní vozík
- 3. Rukojeť
- 4. Základna zařízení
- 5. Ovladače - rukojeť
- 6. Polštářek opěradla *
- 7. Příkladný šroub
- 8. Příkladná páka
- 9. Ovladače - základna zařízení
- 10. Sklápěcí podpěry invalidního vozíku *

* doplňkové příslušenství




Ovladače - rukojeť



Ovladače - základna zařízení

2.1 OVLADAČE - RUKOJEŤ



ZAPNOUT/VYPNOUT - NAHORU/DOLŮ

- Pokud je LIFTKAR PTR vypnutý, zapněte ho stisknutím tohoto tlačítka. LIFTKAR PTR se automaticky zapne v režimu NAHORU.
- LED indikátor **se rozsvítí zeleně**.
- (Opětovným) stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu DOLŮ. LED **bliká zeleně**.
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka (asi na 2 vteřiny) LIFTKAR PTR vypnete. Po přibližně 5 minutách bez užívání se zařízení automaticky samo vypne, aby se baterie nevybíjela.

LED

- **Svítí zeleně** v režimu NAHORU.
- **Bliká zeleně** v režimu DOLŮ.
- **Změní barvu na červenou**, pokud jsou schody příliš prudké (36°-40°). Rychlost zařízení LIFTKAR PTR se automaticky sníží.
- Pokud je zařízení přetížené nebo jsou schody příliš prudké, zapne se **červené světlo a akustický varovný signál**. PTR se zastaví.
- Pokud je baterie téměř vybitá, **bliká světlo červeně a zeleně a spustí se akustický signál**.


NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

- Zastaví pásový schodolez LIFTKAR PTR.
- Zrušte nouzové zastavení zatažením za vypínač nebo jeho otočením.

2.2 OVLADAČE - ZÁKLADNA ZAŘÍZENÍ - HYBNÁ JEDNOTKA

KEY - KLÍČ

Klíč chrání LIFTKAR PTR před neoprávněným používáním.



ON/OFF - ZAPNUTO/VYPNUTO

Stejná funkce jako na rukojeti.



VÝSTRAHA

Používejte pouze pro účely nakládání (např. ukládání do auta).

DRIVE - SPUŠTĚNÍ

Nastartuje hnací řetěz ve zvoleném režimu.

SPEED - RYCHLOST

Předem zvolte výchozí rychlost výstupu/sestupu

Rychlost I 5,5m/min

Rychlost II 6,5m/min

Rychlost III 7,5m/min

2.3 LIFTKAR PTR - SOUČÁSTI



Liftkar PTR - součásti (rozsah dodávky)

2.4 TECHNICKÉ ÚDAJE LIFTKAR PTR

Maximální zátěž (včetně vozíku)	130 kg / 160 kg
Minimální šířka invalidního vozíku (vnitřní rám)	420 mm
Maximální náklon	35°
Celková hmotnost	39 kg
Hmotnost základny zařízení (včetně baterií)	28 kg
Dosah	až 1.000 schodů *
Minimální rozměry podesty	970 x 970 mm
Hladina akustického tlaku:	pod 80dB
Potřebná síla za upravitelce:	najvíše 5 N

* v závislosti na celkové přepravované hmotnosti

2.5 INDIKÁTORY A KONTROLKY


ZÁKLADNA ZAŘÍZENÍ - HYBNÁ JEDNOTKA

- Zapnutí pomocí klíče
- Přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT - NAHORU/DOLŮ
- Přepínání rychlosti I / II / III
- Zástrčka pro nabíječku
- Hlavní pojistka


RUKOJEŤ - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

- Přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT - NAHORU/DOLŮ
- Multifunkční LED - stav baterie a úhel náklonu
- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
- Aktivační tlačítko

2.6 HLAVNÍ ROZMĚRY



POHLED Z PROFILU



ČELNÍ POHLED

3 ZAČÍNÁME

PRVNÍ KROKY

3.1 NABIJTE BATERII

Plně dobijte 24V/12Ah přídatnou baterii instalovanou na základně zařízení. To může trvat až 6 hodin v závislosti na míře vybití. Zástrčka na dobíjení se nachází na zadní straně základny (obrázek 1a).



LIFTKAR PTR je vybaven zabudovaným nabíjecím zařízením. Na levé straně přístroje se nachází LED ukazatel, který znázorňuje stav baterie (obrázek 1b):




Oranžové světlo: probíhající nabíjení

Zelené světlo: nabíjení bylo dokončeno, baterie je plně dobita

3.2 ZASAZENÍ/UZAMČENÍ RUKOJETI DO ZÁKLADNY ZAŘÍZENÍ



Umístěte úchyt ve tvaru U na spodní straně rukojeti na kulatou podpůrnou tyč na základně (obrázek 2a).



Přesvědčte se, že úchyt správně sedí ve žlábkách podpůrné tyče (obrázek 2b). Správné uchycení si usnadníte nakláněním rukojeti dopředu a dozadu.

3.3 UZAMČENÍ RUKOJETI


Usadte rukojeť do provozní pozice. Pružinová zádržná páka automaticky zapadne. Bezpečnostní úchyt navíc drží zádržnou páku na místě (obrázek 3).



DŮLEŽITÉ

Dříve než začnete pracovat s pásovým schodolezem, vždy zkontrolujte polohu zádržné tyče. Zajišťovací klapka musí být vždy zaklapnuta.

3.4 ODPOJENÍ RUKOJETI



Zatlačte na bezpečnostní úchyt směrem dopředu (obrázek 4a) a poté zatáhněte za zádržnou páku směrem dozadu až do nejnižší pozice (obrázek 4b).

3.5 SUNDÁNÍ RUKOJETI



Nakloňte rukojeť dopředu a zatáhněte lehce nahoru. Po vytažení ze zacvakávacího mechanismu se rukojeť sama automaticky uvolní.

4 PROVOZ

4.1 USAZENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

4.1.1 UMÍSTĚNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU NA SCHODOLEZ

Najedte vozíkem ke středu základny schodolezu, dokud se pneumatiky vozíku nedotknou podpory pro vozík na schodolezu.



4.1.2 NAKLOŇTE RUKOJEŽ SMĚREM K VOZÍKU

Uvolněte rukojeť a nakloňte ji směrem k vozíku, dokud nebude v téměř vertikální pozici (rovnoběžně s opěrkou zad vozíku).



4.1.3 NASTAVTE POZICI ZÁDRŽNÝCH ÚCHYTŮ VOZÍKU

Umístěte zádržné úchyty vozíku přímo pod ohyb rukojeti vozíku.

Zatažením za oba uzamykací kolíky můžete nastavit vertikální pozici zádržných úchytů na správnou výšku vůči vozíku.



4.1.4 ZABEZPEČENÍ VOZÍKU

Nastavte pozici dvou postranních zádržných prvků (nalevo a napravo od zádržných úchytů) a utážením dvou ručních matic je zafixujte.

Nastavte opěrku hlavy a zakloňte rukojeť zpět do přepravní pozice. Držte při tom rukojeť oběma rukama. Pružinová zádržná páka se automaticky usadí do krajní přední pozice.



UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je bezpečnostní západka správně zajištěna.
- Zatáhněte brzdu na invalidním vozíku!
- Před nástupem na schodolez nebo výstupem z něj se ujistěte, že je napájení vypnuté, aby nedošlo k jeho náhodnému spuštění.



DŮLEŽITÉ

Přepravovanou osobu nenechávejte během přepravy nikdy bez dozoru.

4.2 PROVOZ PO SCHODECH

4.2.1 ZAPNUTÍ

Zapněte pásový schodolez pomocí klíče a tlačítka ZAPNOUT/ VYPNOUT.

Pásový schodolez se automaticky zapne v režimu NAHORU. LED indikátor svítí nepřerušovaně zeleně.



4.2.2 PŘEPRAVA NAHORU

Najedte ke schodům a srovnejte pásový schodolez tak, aby se schody svíraly úhlem 90° (obrázek 2a)



Vždy držte rukojeť bezpečně oběma rukama. Na tlačítku pro přepínání směru na rukojeti schodolezu zvolte „NAHORU“ (UP) (obrázek 2b). LED indikátor svítí nepřerušovaně zeleně.



Stůjte za rukojetí pásového schodolezu, jak vám bylo řečeno během školení autorizovanou osobou. Stiskněte aktivační tlačítko na pravé rukojeti (obrázek 2c).




DŮLEŽITÉ

- Nikdy nepoužívejte pásový schodolez na schodišti se sklonem větším než 35°. Během jízdy po schodech musí být schodolez držen oběma rukama.
- Vždy se pohybujte po schodech tak, aby pásy schodolezu a hrany schodů svíraly úhel 90°.
- Schodolez je vybaven integrovaným úhlovým senzorem pro větší bezpečnost.

4.2.3 DOSAŽENÍ HORNÍHO SCHODU

Zastavte pásový schodolez, jakmile se značka „STOP“ dostane na hranu horního schodu (obrázek 3).

Nyní pomalu zaklánějte pásový schodolez, dokud pásy nepřistanou na podlaze podesty. Stiskněte znovu aktivační tlačítko. Pásový schodolez poté dokončí dojezd na podestu.



4.2.4 PŘEPRAVA DOLŮ

Postavte pásový schodolez tak, aby se schody svíraly úhel 90° a pasažér byl čelem ke schodům. Na tlačítku pro přepínání směru na rukojeti schodolezu zvolte „DOLŮ“ (DOWN) (obrázek 4). LED bliká zeleně.

Držte rukojeť pevně oběma rukama a stiskněte aktivační tlačítko, kterým pásový schodolez posunete směrem ke schodům tak, aby značka „STOP“ na straně byla zároveň s okrajem horního schodu. Zastavte pásový schodolez a pomocí obou rukou nakloňte rukojeť směrem vpřed tak, aby se pásy schodolezu dotýkaly schodů. Poté stiskněte aktivační tlačítko a pokračujte v sestupu po schodech dolů.



DŮLEŽITÉ

Před zahájením jízdy po schodech musí být schodolez ke schodišti v pravém úhlu.



NEBEZPEČÍ

Při jízdě po schodech dolů zastavte jízdu ve směru hrany schodu, jakmile se značka „STOP“ na straně schodu vyrovná s jeho hranou. (Nebezpečí pádu!)

4.2.5 BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Přestože je pásový schodolez vybaven senzorem a světelným LED indikátorem sklonu, doporučujeme před první přepravou osoby po schodech pečlivě zkontrolovat jejich sklon.



4.3 SUNDÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

4.3.1 UVOLNĚNÍ VOZÍKU

Uvolněte bezpečnostní úchyt (obrázek 1a) a posuňte záchytnou páku do zadní pozice (obrázek 1b).

Nakloňte rukojeť opatrně směrem k vozíku, dokud vozík nedosedne na zem a rukojeť nebude ve vertikální pozici. Poté oddělte ruční kolíky a zatáhněte za oba zádržné úchyty po stranách opěrky zad invalidního vozíku.



UPOZORNĚNÍ

Sundání vozíku ze schodolezu provádějte pouze na rovině mimo schodiště.

4.4 POUŽITÍ PÁSOVÉHO SCHODOLEZU NA ROVNÉM POVRCHU

4.4.1 POHYB NA ROVNÉM POVRCHU

Aby bylo možné najet vozíkem na pásový schodolez nebo ho otočit na podestách, zatlačte mírně na rukojeť směrem dolů (obrázek 1).

To pásy schodolezu nadzdvihne, aby bylo možné ho posunout na levá a pravá postranní kolečka.



4.4.2 ZÁKLADNÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Na zadní straně základny zařízení se nachází následující ovladače:

- **Kombinovaný přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT, NAHORU/DOLŮ**
- **Zapínání pomocí klíče**
- **Přepínač rychlosti**

Zařízení lze používat i bez rukojeti. Abyste mohli tuto funkci využít, musíte dát záchytnou páku do nejnižší pozice. Tento režim slouží výhradně k nakládání zařízení a pro servisní účely.

Základnu zařízení lze ovládat pomocí tlačítek ZAPNUTO/VYPNUTO. Po zapnutí se zařízení automaticky zapne v režimu pohybu NAHORU. Opětovným stisknutím tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO přepnete zařízení do režimu DOLŮ. Zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka ZAPNUTO/ VYPNUTO.

Pro zvolení rychlosti použijte přepínač pro nastavení rychlosti.

4.5 SENZOR ÚHLU NÁKLONU

Zařízení Liftkar PTR je vybaveno senzorem úhlu náklonu, který detekuje náklon schodolezu Liftkar PTR na schodech. Pokud sklon schodů přesáhne 35°, zařízení výrazně sníží rychlost a LED kontrolka na rukojeti začne nepřerušovaně svítit červeně. V případě extrémního sklonu schodů jednotka zastaví výstup nahoru. (LED kontrolka se rozsvítí červeně a ozve se varovný signál.) I v takové situaci je možné pokračovat velmi pomalou rychlostí směrem dolů, aby bylo možné vyjet s PTR z nebezpečné oblasti na další podestu.

- Nikdy schodolez nepoužívejte na schodech s náklonem prudším než 35°.
 - Zabudovaný senzor náklonu nenahrazuje kontrolu sklonu schodů, kterou musí řidič schodolezu provést před jeho prvním použitím na schodech.
-

4.6 UPOZORNĚNÍ NA STAV DOBITÍ BATERIE

V případě nízkého stavu nabití baterie začne LED kontrolka na rukojeti blikat červeně/zeleně a řidiče zařízení upozorní i akustický varovný signál. Po prvním upozornění na nízký stav dobití je stále možné vyjet 3-4 stupně schodů.

4.7 DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ BATERIOVÉ JEDNOTKY

Olověné gelové články uvnitř bateriového zdroje jsou bezúdržbové, plynotěsné a dobíjecí. Jejich životnost do značné míry závisí na počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů. Olověné baterie je například možné částečně vybit 1000krát, čímž se získá více než 200násobek plné kapacity baterie za předpokladu, že baterie není nikdy zcela vybitá.

- Vyvarujte se úplnému vybití baterie. Bateriový zdroj nabíjejte co nejčastěji.
- Olověné baterie jsou náchylné k samovybíjení. O bateriový zdroj je třeba pečovat také v tom smyslu, že musí být vždy plně nabitý. Úplné vybití baterie zkrátí její životnost. Olověné gelové články mají dlouhou životnost, pokud jsou pravidelně plně nabité co nejdříve po použití. Proto by měl být bateriový zdroj po každém použití připojen k napájecímu kabelu.
- Pokud došlo k poškození olověných baterií, lze je vyměnit u odborníků autorizovaných společností SANO. Staré olověné baterie jsou plně recyklovatelné a nepatří mezi nebezpečný odpad. Pokud dojde k poškození baterií, je možné je vyměnit v autorizovaném servisním centru partnerů společnosti SANO. Staré olověné baterie jsou plně recyklovatelné a neměly by být vyhozeny.
- Ideální teplota pro nabíjení je 20 až 25 °C. Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota ovlivňuje kapacitu baterie.



UPOZORNĚNÍ

Pokud není bateriový zdroj plně nabitý nebo se náhle přestane nabíjet, sníží se nejen rychlost schodolezu Liftkar PT, ale také jeho kapacita. To znamená, že režimu přetížení lze dosáhnout i při relativně malém zatížení.

4.8 SYSTÉM NOUZOVÉHO ODBLOKOVÁNÍ

Systém nouzového odblokování je umístěn na levé straně základny zařízení (obrázek 1). V případě neočekávané poruchy zařízení (např. technického defektu, výpadku dodávky elektřiny) umožňuje tento systém řídicí zařízení manuálně sjet s pásovým schodolezem na nejbližší podestu směrem dolů. Zatažením za drát nouzového uvolnění manuálně uvolníte elektromagnetickou brzdou. Schodolez Liftkar PTR působením vlastní hmotnosti (včetně invalidního vozíku a přepravované osoby) začne sjíždět dolů.



POZOR:

- Před aktivací systému nouzového uvolnění vždy stiskněte tlačítko pro nouzové zastavení a vyndejte klíč.
- Bezpečnost na prvním místě – pokud je třeba použít systém nouzového uvolnění, zajistěte přítomnost druhé osoby (asistenta), který systém nouzového uvolnění aktivuje.
- Zatažením za drát nouzového uvolnění (asistent) a stisknutím rukojeti dolů (řidič zařízení) se zařízení dá do pohybu.
- Zařízení lze kdykoli zastavit puštěním drátu pro nouzové uvolnění. Se schodolezem sjedte jen na nejbližší podestu.
- Pokud je celková hmotnost (pásový schodolez a pasažér) nízká, musí obsluha jízdu ze schodů podpořit tlačáním ve směru jízdy.
- Po každém použití systému nouzového uvolnění musí LIFTKAR PTR projít kompletní bezpečnostní kontrolou u autorizovaného partnera SANO.

5 ČIŠTĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

5.1 ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Naše moto je:

ČISTÝ STROJ BĚŽÍ HLADCE.

- Čištění standardním čisticím prostředkem pro domácnost je dostačující.
- Nepoužívejte nikdy vysokotlaký čistič nebo podobná zařízení.
- V případě potřeby lze povrch zařízení vyčistit komerčně dostupným dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu (např. Sagrotan®).

5.2 ODLOŽENÍ PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Pásový schodolez LIFTKAR PTR je odolný výrobek. Po skončení jeho životnosti je třeba naložit se součástmi pásového schodolezu a nabíječkou správným způsobem.

- Pásový schodolez neobsahuje žádné nebezpečné materiály a je plně recyklovatelný. Desky s plošnými spoji a přídatnou baterii musíte odevzdat ke speciální recyklaci.
- Neodkládejte přídatnou baterii do běžného komunálního odpadu.
- Správné a kompletní naložení s pásovým schodolezem po skončení jeho životnosti může provést a vyfakturovat výrobce.



5.3 OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ / VÝROBEK Z DRUHÉ RUKY

- Před opětovným použitím schodolezu nebo před použitím zařízení z druhé ruky ho nezapomeňte podrobit bezpečnostní kontrole a vyčistit ho podle instrukcí výrobce. Čištění a kontrolu musí provést specializovaná osoba.
- Všichni řidiči schodolezu musí mít potvrzení o proškolení, jak se schodolezem zacházet.

5.4 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

- **Hasicí prostředek:**
Vhodný: Chemický práškový, pískový, sněhový, pěnový
- **Hašení požáru:**
Ochranné prostředky: Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv, aby se zabránilo kontaktu s kůží a očima.
- **Specifická nebezpečí:**
Toxické výpary uvolňované při požáru.

5.5 BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní prohlídky smí provádět pouze výrobce, servisní technici společnosti SANO nebo autorizovaní odborníci.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní kontrolu doporučujeme provádět každé dva roky. Na kontrolním štítku je uvedeno datum, do kterého by měla být provedena další prohlídka. Kontrolu se doporučuje provádět především po změně uživatele nebo v případě, že se bude schodolez používat po delší době.



Bezpečnostní kontroly jsou důležité pro zajištění správného fungování zařízení. Tuto prohlídku mohou na vašem zařízení provést námi autorizovaní odborníci.

5.6 STAHOVÁNÍ PRODUKTŮ Z TRHU A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Budeme vás informovat, pokud budou k dispozici nové důležité bezpečnostní informace týkající se provozu vašeho zařízení LIFTKAR PTR. Aktuální verzi tohoto manuálu naleznete na adrese www.sano.at. V případě potřeby následných změn nebo nápravných opatření na produktu budeme vás nebo naše autorizované prodejce písemně informovat o všech dotčených sériových číslech. Pokud se oznámení o stažení produktu z trhu týká vašeho schodolezu LIFTKAR PTR, budete informováni o dalším postupu. Doporučujeme, abyste si zařízení zaregistrovali na našich webových stránkách www.sano-stairclimbers.com/product-registration.

6 ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

6.1 ÚPRAVY ELEKTRICKÉHO PÁSOVÉHO SCHODOLEZU

- Úpravy jakéhokoli druhu jsou zakázané a zneplatňují odpovědnost a záruční povinnosti výrobce.
- Úpravy pásového schodolezu může provádět pouze výrobce.



DOPRUČENÍ VÝROBCE

Chcete-li, aby vám schodolez sloužil co nejdéle a co nejlépe, doporučujeme provádět pravidelné prohlídky a pravidelnou údržbu. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Zákaznický servis: vyhledejte svého místního prodejce

7 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

7.1 ZÁRUKA

Záruční doba na schodolez a rukojeť všech pásových schodolezů Liftkar PTR je 24 měsíců. Záruční doba přídatné baterie je 6 měsíců. V obou případech začíná záruční doba běžet dnem předání produktu zákazníkovi.

Následující prvky jsou ze záruky vyloučeny:

- části podléhající běžnému opotřebení
- poškození vzniklé používáním zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno,
- neoprávněné modifikace jednotky nebo příslušenství,
- údržbové práce nutné vzhledem k neustálému provozu,
- poruchy vzniklé v důsledku nesprávného provozu nebo nedodržení návodu k použití, nehod, zanedbání nebo násilného poškození, poškození způsobené ohněm či vodou, vyšší mocí a dalšími příčinami, které nemá Sano pod kontrolou.

7.2 ODPOVĚDNOST

SANO Transportgeräte GmbH nenesi jako výrobce zodpovědnost za jakékoliv poškození, pokud:

- je LIFTKAR PTR používán k jinému účelu, než k jakému je určen,
- opravy, instalace nebo jiné práce byly provedeny neoprávněnými osobami,
- není dodržován návod k použití,
- na Liftkar PTR jsou instalovány jiné součásti než od výrobce SANO,
- z produktu jsou odstraněny originální části.



Seznam s adresami autorizovaných prodejců pro opravy/údržbu od nás získáte!

8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost SANO Transportgeräte GmbH prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následující modely schodišťových plazů LIFTKAR splňují základní požadavky.

- Požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) jako zdravotnický prostředek třídy I.
- Postupy posuzování shody podle přílohy IX (MDR).

Účel použití: K přepravě osob s omezenou schopností chůze po schodech

Klasifikace: Třída I, na základě přílohy VIII, kapitoly III, pravidla I, EU2017/745 (MDR)

Jakékoli změny produktu bez našeho předchozího souhlasu způsobí neplatnost tohoto prohlášení.

Použité normy, zejména:

ISO 7176-28:2012

ISO 7176-14:2008

ISO 7176-21:2009

Toto prohlášení o shodě je platné až do změny některého z uvedených typů.

V případě změny produktu, která nebyla s námi odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jochum Bierma'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'J' and 'B'.

Ing. Jochum Bierma, jednatel

Artikel Daten für alle anderen Länder / Article data for all other countries			
Art.Nr.	Name	Basis-UDI-DI	UDI-DI
075701	LIFTKAR PTR 130	912004777PTRJM	9120047773000
075702	LIFTKAR PTR 160	912004777PTRJM	9120047773017
075703	LIFTKAR PTR-L 160	912004777PTRJM	9120047773079
075705	LIFTKAR PTR-L 130	912004777PTRJM	9120047773093
Artikel Daten für Deutschland / Article data for Germany			
Art.Nr.	Name	Basis-UDI-DI	UDI-DI
075801	LIFTKAR PTR 130 - HM	912004777PTRJM	9120047773109
075802	LIFTKAR PTR 160 - HM	912004777PTRJM	9120047773116
075803	LIFTKAR PTR-L 160 - HM	912004777PTRJM	9120047773123
075805	LIFTKAR PTR-L 130 - HM	912004777PTRJM	9120047773130

POZNÁMKY

Typ:	
Výrobní číslo:	
Datum výroby:	
Datum nákupu:	
Dodavatel:	

KONTAKT

SANO Transportgeraete GmbH
Gewerbezeile 15
4040 Linz, Austria
Tel.: +43 7239 51010
Fax: +43 7239 51010 001
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Germany

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com

Změny vyhrazeny / LIFTKAR PTR 2022-12

WWW.SANO-STAIRCLIMBERS.COM

